

OMRON HEM-7119-D

## OMRON M300

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät

---



- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- Intellisense™ Technologie für eine sanfte Messung
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Symbol für (in)korrektes Anlegen der Manschette
- Großes, leicht ablesbares LCD-Display
- Grafische Klassifizierung des Blutdrucks
- 21 Speicherplätze
- Einfach anzulegende M+ Manschette (22-42 cm)

# OMRON M300

## Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät
Name	M300 (HEM-7119-D)
Display	LCD Digital Display
Messmethode	oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0-299 mmHg Puls: 40-180/min.
Speicher	21 Messwerte
Genauigkeit	Blutdruck: $\pm 3$ mmHg Puls: $\pm 5$ % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Automatisches Aufpumpen (Fuzzy-Control)
Luftablass	automatisches Druckablassventil
Druckbestimmung	Halbleiter-Drucksensor (Kapazitätsprinzip)
Stromversorgung	4 x 1.5V Batterien Typ AAA LR03 (Netzadapter optional)
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 300 Messungen (bei 3 Messungen täglich, neuen Alkaline Batterien und automatischem Aufpumpen bis 170mmHg bei 23°C) Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht	Gerät ca. 260 g ohne Batterien, Manschette ca. 120 g
Äußere Abmessungen	ca. 104m (B) x 81m (H) x 129 (T),
Abmessungen Manschette	Manschette ca. 152mm (B) x 582 (L), Armumfang 22 cm bis 42 cm
Material Manschette	Nylon
Zubehör	M+Manschette (22-42cm), Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass, Batterien, Aufbewahrungstasche
Optional	L-Manschette (32-42cm), Netzteil
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto 615-0085 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Kruisweg 577 NL-2132 NA Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
John-Deere-Str. .81A  
68163 Mannheim  
Tel.:0621/83348-0  
Fax:0621/83348-20  
OHGD.Info@eu.omron.com  
[www.omron-medizintechnik.de](http://www.omron-medizintechnik.de)

**CE 0197**