



Universal click®

mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln passen auf alle gängigen Injektionspens

Nach ISO 11608-2 sind die mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln in Anwendung mit den unten aufgeführten Injektionspens voll funktionsfähig und sicher.

Insulinpens

Amylin Pharmaceuticals, Inc.

SymLinPen™

Amylin Pharmaceuticals, Inc. und Eli Lilly and Company

Byetta™ Pen

B. Braun

Omnican® Pen

Berlin Chemie

BerliPen® 301, 302 + junior, BerliPen® areo + areo 2

Eli Lilly and Company

HumaPen® Luxura, Luxura HD, Memoir, HumatroPen®, HumatroPen® 3, Humalog® Pen, KwikPen®

Novo Nordisk A/S

NovoPen® 3, 4 + Junior + Echo®, FlexPen®, Next Generation FlexPen®, Victoza® Pen

Owen Mumford, Inc.

Autopen®, Autopen® 24

Sanofi®

OptiPen®Pro, OptiSet®, OptiClik®, SoloStar®, ClikStar®, TactiPen®

Ypsomed AG

YpsoPen®, ServoPen®, Gansulin®Pen

Andere Pens

F. Hoffmann – La Roche

Roferon® Pen

Genentech

Nutropin AQ Pen®

Merck Serono

GONAL-f® Pen

Pfizer Ltd.

Genotropin Pen®

Alle Marken sind Handelsmarken der erwähnten Hersteller.

Bei der Verwendung der mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen sowie die Ihres Injektionspens.

Mehr **Freiheit.**
Mehr **Lebensfreude.**
Mit **mylife™.**



Blutzucker-
messsysteme



Infusionssysteme



Pen- und Sicherheits-
Pen-Nadeln



Zubehör und
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm für Menschen mit Diabetes. Es bietet ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das sie führen wollen.



Via Smartphone
ins Internet

Service-Hotline: 0800 9776633

Mehr Informationen unter www.mylife-diabetescare.de
Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach

YPSOMED
SELCARE SOLUTIONS



Mit jedem 'Click' das sichere Gefühl:
Die Nadel sitzt!

- Patentierte universal click® Technologie
- Passt auf alle gängigen Injektionspens
- NEU: Jetzt mit Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss
- Spezialsilikonisierung für eine schmerzarme Injektion
- Neues modernes Design zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.

YPSOMED
SELCARE SOLUTIONS


D 4204490V03/2012-03

swiss made



Einfach von Anfang an


Lässt sich auf alle gängigen Injektionspens aufclicken



Die Pen-Nadel aufclicken und gerade nach unten drücken – fester Sitz bei hörbarem "Click".




Tipp: Die Pen-Nadel senkrecht auf einen Tisch aufstellen und den Pen von oben aufclicken.



Fünf Mal zwei Schnapper für einen sicheren Halt.



Patentierte universal click® Technologie.



Nach Gebrauch einfach abschrauben.



Für alle, die aktiv unterwegs sind


Jetzt mit Dünnwandtechnologie für geringeren Widerstand beim Injizieren



Kanülenträger mit Sichtfenster für eine zusätzliche optische Kontrolle. Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion.



Einfach abziehbare innere Schutzkappe.




Gut greifbare äußere Schutzkappe. Freie Abreißlasche für ein schnelleres Entfernen der Siegfelfolie.




'Click' vor jeder Injektion

Jede Pen-Nadel ist steril und für den einmaligen Gebrauch bestimmt

mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln sind sterile Einmalprodukte. Setzen Sie vor jeder Injektion eine neue Pen-Nadel auf, um Verletzungen oder Infektionen, die durch schmutzige, stumpfe oder verstopfte Pen-Nadeln verursacht werden können, zu vermeiden.



Neue Pen-Nadel



Gebrauchte Pen-Nadel mit Geweberückständen



Wählen Sie die richtige Nadellänge


Anwenderfreundliche Farbcodierung zur einfachen Produkterkennung – jetzt in neuem, modernen Design

Die mylife™ Clickfine® Pen-Nadel ist in fünf verschiedenen Längen erhältlich:

Jetzt auch in 4,5 mm Länge erhältlich!



4.5 mm
31G/0.25 mm
PZN 9156092



6 mm
31G/0.25 mm
PZN 5524133



8 mm
31G/0.25 mm
PZN 5524156



10 mm
29G/0.33 mm
PZN 5524162



12 mm
29G/0.33 mm
PZN 5524179