Deutsche Post **ANTWORT** Ypsomed GmbH Marketing-Service Postfach 20 03 07 60604 Frankfurt/M.



Machen Sie Ihr mylife™ Pura™ bunt!



Bestellen Sie kostenlos ein Aufkleber-Set unter der Nummer 0800 9776633



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit **mylife**™.









Freude am Leben, das sie führen wollen.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.mylife-diabetescare.de

Service-Hotline: 0800 9776633 Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach











Hochpräzise Blutzuckermessung, einfache Bedienung: Auf Pura kann ich mich verlassen.

Sehr hohe Messgenauigkeit

Autocoding und Autostart

Hygienischer Teststreifenwechsel ohne Blutkontakt











Einfach, genau, sanft



Einfach

Die einfache Anwendung und zuverlässige Messergebnisse

Genau

Dank modernster Technologie gehört mylife™ Pura™ zu den gleichstests mit etablierten Blutzuckermessgeräten bestätigen.

Sanft

Das mylife™ Softlance Lanzettengerät bietet modernsten Komfort bei der Blutentnahme.



Einfachheit auf den Punkt gebracht

Autocoding

Autostart

Teststreifens.

Blutkontakt.

und Nachtzeit.

Teststreifen übernimmt die Codierung.

Einschalten durch Einklicken des

Einfache Streifenentfernung Einfach und sauber ohne



mvlife[™] Pura[™]

Sanfte und schonende Blutentnahme



Variable Einstichtiefen

Sieben Einstichtiefen für individuelle Einstellung und effektives Stechen.



Hygienischer Lanzettenauswurf Ohne Anfassen.



Spezieller Verletzungsschutz

Zur Vermeidung von Stichverletzungen durch versehentliches Auslösen beim Lanzettenwechsel.



Alternative Teststellen

AST-Aufsatz ermöglicht Blutprobenentnahmen an alternativen Teststellen.



Welche Therapieform führen Sie durch?

- ☐ Orale Diabetestherapie (Tabletten)
- Insulintherapie mit
 - ☐ 1 3 Injektionen pro Tag (CT) Wenn Ja. mit welchem Insulinpen?
 - 4 und mehr Injektionen pro Tag (ICT) Wenn Ja, mit welchem Insulinpen?
- ☐ Insulinpumpen-Therapie (CSII) Wenn Ja, mit welcher Insulinpumpe?

☐ Ja, ich möchte das kostenlose Starterpaket!

Starterpaket:

1 mylife™ Pura™

10 Lanzetten

1 Lanzettengerät 10 Teststreifen

Bitte die zutreffende Maßeinheit ankreuzen:

mylife™ Pura™ mg/dL mylife™ Pura™ mmol/L





machen mylife™ Pura™ zu Ihrem idealen Blutzuckermessgerät.

genauesten Blutzuckermessgeräten im Markt, wie technische Ver-



Pura

Extra großer Datenspeicher

Automatische Speicherung der letzten 500 Messwerte mit Durchschnittsberechnung (1, 7, 14, 30, 90 Tage) -USB-Port zur Datenübertragung auf den Computer.

Extra großes beleuchtetes Display

Bequemes Ablesen zu jeder Tages-



¹ 5/2010, Poster DDG Stuttgart, A-274-0007-00399 ISO-Studie IDT Ulm, DDG 2009

40002_pura_pat.broch_ML.indd 2 22.07.2010 11:33:21